




Produktkatalog
2022



GenTek™

Originalkomponenten für
restaurative Lösungen



 **ZimVie**




GenTek Open Connectivity

Für noch mehr Flexibilität.


Original

GenTek Pre-Abutment Blanks sind kompatibel mit Medentika® Haltern (CAM-Aktualisierung erforderlich).



Kompatibel

Kompatibilität von GenTek TiBase mit Sirona® CEREC® Blöcken




exocad



dental wings

3shape 




Kostenlos

Bibliotheken für GenTek restaurative Komponenten sind verfügbar für Zfx™ CAD, Exocad, 3Shape und Dentalwings CAD-Software.

Kostenloser Download auf zfx-dental.com



SCANNEN UND
INFORMIEREN
Mehr auf
www.zfx-dental.com







Inhaltsverzeichnis





ZimVie Dental Certain® Verbindung.....	4
ZimVie Dental External Hex Verbindung	6
ZimVie Dental Eztetic® Verbindung	8
ZimVie Dental Tapered Screw-Vent® und Trabecular Metal® Verbindung	10
ZimVie Dental Low Profile Abutment Verbindung.....	12
ZimVie Dental Tapered Abutment Verbindung.....	14
TiBasen mit abgewinkeltem Schraubenkanal	16

Legende

∅ Restaurative Plattform (mm)
Farbcoding für Eztetic
und Tapered Screw-Vent

	2,9 mm (D)
	3,5 mm (D)
	4,5 mm (D)
	5,7 mm (D)

∅ Restaurative Plattform (mm)
Farbcoding für Certain
und External Hex

	3,4 mm
	4,0 – 6,0 mm
	5,0 mm
	6,0 mm

Einsetzwerkzeuge für GenTek digitale Scan- & Laboranaloge – Kompatibilitäts-Leitfaden



Einsetzwerkzeug	Laboranalog
M 14	Low Profile Abutment Laboranalog
M 16	Certain & Eztetic Laboranalog
M 18	TSV, Trabecular Metal und Tapered Abutment Laboranaloge
M 20	External Hex Laboranalog

Sirona CEREC Blöcke – Kompatibilitäts-Leitfaden¹



ZimVie Dental Verbindung	CEREC Blöcke – Schnittstellengröße
Tapered Screw-Vent und Trabecular Metal	L
Eztetic	S
Certain	S/L ²
External Hex	L

GenTek Kalibrierkörper für Fräsmaschinen



Beschreibung	Artikel-Nr.
GenTek Kalibrierkörper für Abutment-Rohling	ZFX18-CALIB

GenTek Pre-Abutment Blank Halter

Beschreibung	Artikel-Nr.
Zfx Pre-Abutment Blank Halter, Standard	ZFX02PMSH
Zfx Pre-Abutment Blank Halter, Multi-Blank für Zfx Inhouse5x	ZFX02002069
Zfx Pre-Abutment Blank Adapter für Glaskeramik Halter	ZFX02PMA



¹ Nicht anwendbar für GenTek TiBasen mit abgewinkeltem Schraubenkanal

² Die restaurative Plattform 3,4 mm ist mit der Schnittstellengröße S kompatibel.
Die restaurativen Plattformen 4,1 und 5,0 mm sind mit der Schnittstellengröße L kompatibel.

ZimVie Dental Certain Verbindung

Komponenten für Einzelzahnversorgungen

TiBase mit Rotationsschutz' einschl. Gold-Tite® und Klebeschrauben



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,7	3,4	ZFX11-ZB-CE-3447-ES
	4,1	ZFX11-ZB-CE-4147-EL
	5,0	ZFX11-ZB-CE-5047-EL

Gold-Tite Schraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-CE-HGTS	20 Ncm

Einprobeschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-CE-HTIS	Manuelles Eindrehen

Pre-Abutment Blank (Titan) einschl. Gold-Tite Schraube



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
3,4	ZFX18-ZB-CE-34
4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX18-ZB-CE-4160

Gold-Tite Schraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-CE-HGTS	20 Ncm

Einprobeschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-CE-HTIS	Manuelles Eindrehen

Komponenten für mehrgliedrige Versorgungen

TiBase ohne Rotationsschutz' einschl. Gold-Tite und Klebeschrauben



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,7	3,4	ZFX11-ZB-CE-3447-NES
	4,1	ZFX11-ZB-CE-4147-NEL
	5,0	ZFX11-ZB-CE-5047-NEL

Gold-Tite Schraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-CE-LGTS	20 Ncm

Einprobeschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-CE-NHTIS	Manuelles Eindrehen

Komponentenzubehör und Werkzeuge

Desktop-Scanbody einschl. Schraube



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ⁵
3,4	ZFX05D-ZB-CE-34	
4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX05D-ZB-CE-4160	
5,0	ZFX05D-ZB-CE-50 ⁴	
6,0	ZFX05D-ZB-CE-60 ⁴	

Drehmomentschlüssel für Desktop-Scanbody



Artikel-Nr.
ZFX02002067

Digitales Scan- & Laboranalog²



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
3,4	ZFX15-ZB-CE-34
4,1	ZFX15-ZB-CE-41
5,0	ZFX15-ZB-CE-50
6,0	ZFX15-ZB-CE-60

Einsetzwerkzeug für digitale Scan- & Laboranaloge



Artikel-Nr.
ZFX02-M16

Intraorale Scanbodies einschl. Schrauben



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ⁵
4,0 & 7,0	3,4	ZFX05I-ZB-CE-34	
	4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX05I-ZB-CE-4160	

Sechskantschraubendreher für intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, lang mit GemLock [®] Haltefunktion 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25

Sechskantschraubendreher, Einsatz für Gold-Tite und Einprobeschrauben



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher 17 mm (L)	PHD02N
Sechskantschraubendreher, 24 mm (L)	PHD03N
Sechskantschraubendreher für Winkelstück, 24 mm (L)	RASH3N
Sechskantschraubendreher für Winkelstück, 30 mm (L)	RASH8N

Ratsche mit Drehmomentanzeige⁵ einschl. Adapter, Tray und Schraubendrehereinsatz



Beschreibung	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> L-TIRW: Ratsche mit Drehmomentanzeige C9980: L-TIRW Standard ISO 1797 Adapter^{6,17} RTI2035TR: Tray für Ratsche mit Drehmomentanzeige RASH3N: Sechskantschraubendreher für Winkelstück, 24 mm RASQ3N: Vierkantschraubendreher für Winkelstück, 24 mm 	L-TIRWK

Certain QuickSeat[®] Aktivierhilfe



Artikel-Nr.
IQSA01

¹4-mm-Rille zeigt die minimal zulässige Pfostenhöhe an. Nicht anwendbar für GenTek TiBasen mit abgewinkeltem Schraubenkanal

²Kompatibel mit vorhandenen Certain Abdruckpfosten

³Minimum 5 Ncm; Maximum 15 Ncm


Weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung.

⁴Nur mit dem Zfx Evolution Scanner verwendbar

⁵Komponenten auch separat erhältlich

⁶Kurzer ISO 1797 Adapter auch erhältlich (C9981)

⁷C9980 kann separat bestellt werden.



ZimVie Dental External Hex Verbindung

Komponenten für Einzelzahnversorgungen

TiBase mit Rotationsschutz' einschl. Gold-Tite und Klebeschrauben



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,7	3,4	ZFX11-ZB-EX-3447-EL
	4,1	ZFX11-ZB-EX-4147-EL
	5,0	ZFX11-ZB-EX-5047-EL

Gold-Tite Schraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-EX-GTS	32 Ncm

Einprobeschrauben



Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen
ZFX09-ZB-EX-TIS	Manuelles Eindrehen

Pre-Abutment Blank (Titan) einschl. Gold-Tite Schraube



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
3,4	ZFX18-ZB-EX-34
4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX18-ZB-EX-4160

Gold-Tite Schraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-EX-GTS	32 Ncm

Einprobeschrauben



Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen
ZFX09-ZB-EX-TIS	Manuelles Eindrehen

Komponenten für mehrgliedrige Versorgungen

TiBase ohne Rotationsschutz' einschl. Gold-Tite und Klebeschrauben



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,7	3,4	ZFX11-ZB-EX-3447-NEL
	4,1	ZFX11-ZB-EX-4147-NEL
	5,0	ZFX11-ZB-EX-5047-NEL

Gold-Tite Schraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-EX-GTS	32 Ncm

Einprobeschrauben



Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen
ZFX09-ZB-EX-TIS	Manuelles Eindrehen

Komponentenzubehör und Werkzeuge

Desktop-Scanbody einschl. Schraube



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ⁵
3,4	ZFX05D-ZB-EX-34	
4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX05D-ZB-EX-4160	
5,0	ZFX05D-ZB-EX-50 ⁴	
6,0	ZFX05D-ZB-EX-60 ⁴	

Drehmomentschlüssel für Desktop-Scanbody



Artikel-Nr.
ZFX02002067

Digitales Scan- & Laboranalog²



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
3,4	ZFX15-ZB-EX-34
4,1	ZFX15-ZB-EX-41
5,0	ZFX15-ZB-EX-50
6,0	ZFX15-ZB-EX-60

Einsetzwerkzeug für digitale Scan- & Laboranaloge



Artikel-Nr.
ZFX02-M20

Intraorale Scanbodies einschl. Schrauben



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ⁵
4,0 & 7,0	3,4	ZFX05I-ZB-EX-34	
	4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX05I-ZB-EX-4160	

Sechskantschraubendreher für intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, lang mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25

Vierkantschraubendreher, Einsatz für Gold-Tite Schrauben



Beschreibung	Artikel-Nr.
Vierkantschraubendreher, 17 mm (L)	PSQD0N
Vierkantschraubendreher, 24 mm (L)	PSQD1N
Vierkantschraubendreher für Winkelstück, 24 mm (L)	RASQ3N
Vierkantschraubendreher für Winkelstück, 30 mm (L)	RASQ8N

Ratsche mit Drehmomentanzeige⁵ einschl. Adapter, Tray und Schraubendrehereinsatz



Beschreibung	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> L-TIRW: Ratsche mit Drehmomentanzeige C9980: L-TIRW Standard ISO 1797 Adapter^{6,7} RTI2035TR: Tray für Ratsche mit Drehmomentanzeige RASH3N: Sechskantschraubendreher für Winkelstück, 24 mm RASQ3N: Vierkantschraubendreher für Winkelstück, 24 mm 	L-TIRWK

Sechskantschraubendreher, Einsatz für Einprobeschrauben



Nur für External Hex Einprobeschrauben

Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, 17 mm (L)	PHD02N
Sechskantschraubendreher, 24 mm (L)	PHD03N
Sechskantschraubendreher für Winkelstück, 24 mm (L)	RASH3N
Sechskantschraubendreher für Winkelstück, 30 mm (L)	RASH8N

¹ 4-mm-Rille zeigt die minimal zulässige Pfostenhöhe an.
Nicht anwendbar für GenTek TiBasen mit abgewinkeltem Schraubkanal

² Kompatibel mit vorhandenen External Hex Abdruckpfosten

³ Minimum 5 Ncm; Maximum 15 Ncm

Weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung.

⁴ Nur mit dem Zfx Evolution Scanner verwendbar

⁵ Komponenten auch separat erhältlich

⁶ Kurzer ISO 1797 Adapter auch erhältlich (C9981)

⁷ C9980 kann separat bestellt werden.

ZimVie Dental

Eztetic Verbindung

Komponenten für Einzelzahnversorgungen

TiBase mit Rotationsschutz' einschl. Halte- und Klebeschraube



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,7	2,9	ZFX11-ZB-EZ-2947-ES

Halteschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-EZ-RS	30 Ncm

Pre-Abutment Blank (Titan) einschl. Halteschraube



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
2,9	ZFX18-ZB-EZ-29

Halteschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-EZ-RS	30 Ncm

Komponenten für mehrgliedrige Versorgungen

TiBase ohne Rotationsschutz' einschl. Halte- und Klebeschraube



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,7	2,9	ZFX11-ZB-EZ-2947-NES

Halteschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-EZ-RS	30 Ncm

Komponentenzubehör und Werkzeuge

Desktop-Scanbody einschl. Schraube



Empfohlenes Drehmoment

Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	
2,9	ZFX05D-ZB-EZ-29	Manuelles Eindrehen ³

Drehmomentschlüssel für Desktop-Scanbody



Artikel-Nr.
ZFX02002067

Digitales Scan- & Laboranalog²




Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
2,9	ZFX15-ZB-EZ-29

Einsetzwerkzeug für digitale Scan- & Laboranaloge



Artikel-Nr.
ZFX02-M16

Intraorale Scanbodies einschl. Schrauben



DOPPELPAK

Empfohlenes Drehmoment


Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	
4,0 & 7,0	2,9	ZFX05I-ZB-EZ-29	Manuelles Eindrehen ³

Sechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher für Winkelstück für Halteschrauben und intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, kurz, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25 ^{4 5 6}
Sechskantschraubendreher, lang, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25 ^{4 5 6}
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz 1,25 mm (D), 23 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HX1.25D ⁴
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, lang 1,25 mm (D), 26 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HXL1.25D ⁴

Abziehinstrument



Beschreibung	Artikel-Nr.
Abziehinstrument für Abutments	CLRT2
Abziehinstrument für Abutments – schmale Plattform	ZFX02-RTNP

Drehmomentratsche für Abutment-Schrauben & intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Drehmomentratsche, restaurativ (einstellbarer Drehmomentbereich 10 – 35 Ncm)	TWR
Drehmomentschlüssel, kurz	TW1.25 ⁴
Drehmomentschlüssel, lang	TW1.25L ^{4 5}

¹4-mm-Rille zeigt die minimal zulässige Pfostenhöhe an. Nicht anwendbar für GenTek TiBasen mit abgewinkeltem Schraubenkanal

²Kompatibel mit vorhandenen Ezzetic Abdruckpfosten

³Minimum 5 Ncm; Maximum 15 Ncm

Weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung.

⁴Kompatibel mit TiBasen

⁵Kompatibel mit IOS Scanbodies

⁶Kompatibel mit Abziehinstrument für schmale Plattform

ZimVie Dental

Tapered Screw-Vent und Trabecular Metal Verbindung

Komponenten für Einzelzahnversorgungen

TiBase mit Rotationsschutz¹

einschl. Halte- und Klebeschraube



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,7	3,5	ZFX11-ZB-TSV-3547-EL
	4,5	ZFX11-ZB-TSV-4547-EL
	5,7	ZFX11-ZB-TSV-5747-EL

Halteschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Pre-Abutment Blank (Titan)

einschl. Halteschraube



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
3,5	ZFX18-ZB-TSV-35
4,5	ZFX18-ZB-TSV-45
5,7	ZFX18-ZB-TSV-57

Halteschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Komponenten für mehrgliedrige Versorgungen

TiBase ohne Rotationsschutz¹

einschl. Halte- und Klebeschraube



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
4,7	3,5	ZFX11-ZB-TSV-3547-NEL
	4,5	ZFX11-ZB-TSV-4547-NEL
	5,7	ZFX11-ZB-TSV-5747-NEL

Halteschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Komponentenzubehör und Werkzeuge

Desktop-Scanbody einschl. Schraube



Empfohlenes Drehmoment

Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ³
3,5	ZFX05D-ZB-TSV-35	
4,5	ZFX05D-ZB-TSV-45	
5,7	ZFX05D-ZB-TSV-57	

Drehmomentschlüssel für Desktop-Scanbody



Artikel-Nr.
ZFX02002067

Digitales Scan- & Laboranalog²



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
3,5	ZFX15-ZB-TSV-35
4,5	ZFX15-ZB-TSV-45
5,7	ZFX15-ZB-TSV-57

Einsetzwerkzeug für digitale Scan- & Laboranaloge



Artikel-Nr.
ZFX02-M18

Intraorale Scanbodies einschl. Schrauben



DOPPELPAK

Empfohlenes Drehmoment

Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ³
4,0 & 7,0	3,5	ZFX05I-ZB-TSV-35	
	4,5	ZFX05I-ZB-TSV-45	
	5,7	ZFX05I-ZB-TSV-57	

Sechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher für Winkelstück für Halteschrauben und intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, kurz, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25 ^{4 5 6}
Sechskantschraubendreher, lang, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25 ^{4 5 6}
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz 1,25 mm (D), 23 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HX1.25D ⁴
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, lang 1,25 mm (D), 26 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HXL1.25D ⁴

Abziehinstrument



Beschreibung	Artikel-Nr.
Abziehinstrument für Abutments	TLRT2
Abziehinstrument für Abutments – Standard-Plattform	ZFX02-RTSP

Drehmomentratsche für Abutment-Schrauben & intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Drehmomentratsche, restaurativ (einstellbarer Drehmomentbereich 10 – 35 Ncm)	TWR
Drehmomentschlüssel, kurz	TW1.25 ⁴
Drehmomentschlüssel, lang	TW1.25L ^{4 5}

¹ 4-mm-Rille zeigt die minimal zulässige Pfostenhöhe an.
Nicht anwendbar für GenTek TiBasen mit abgewinkeltem Schraubenkanal

² Kompatibel mit vorhandenen TSV/TM Abdruckpfosten

³ Minimum 5 Ncm; Maximum 15 Ncm

Weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung.

⁴ Kompatibel mit TiBasen

⁵ Kompatibel mit IOS Scanbodies

⁶ Kompatibel mit Abziehinstrument für Standard-Plattform

ZimVie Dental Low Profile Abutment

Komponenten für mehrgliedrige Versorgungen

TiBase ohne Rotationsschutz'
einschl. Gold-Tite und Klebeschrauben



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
5,0	4,8	ZFX11-ZB-LP-48

Gold-Tite Schraube

Einprobeschrauben



↑
Empfohlenes Drehmoment

Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-LP-GTS	10 Ncm



↑
Empfohlenes Drehmoment

Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-LP-RS	Manuelles Eindrehen

Komponentenzubehör und Werkzeuge

Desktop-Scanbody einschl. Schraube



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ²
4,8	ZFX05D-ZB-LP-48	

Drehmomentschlüssel für Desktop-Scanbody



Artikel-Nr.
ZFX02002067

Digitales Scan- & Laboranalog³



Restaurative Plattform (mm)
4,8

Artikel-Nr.
ZFX15-ZB-LP-48

Einsetzwerkzeug für digitale Scan- & Laboranaloge



Artikel-Nr.
ZFX02-M14

Intraorale Scanbodies mit Rotationsschutz einschl. Schrauben



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ²
4,0	4,8	ZFX05I-ZB-LP-48	

Intraorale Scanbodies ohne Rotationsschutz einschl. Schrauben



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ²
4,0	4,8	ZFX05I-ZB-LP-48-NE	

Sechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher für Winkelstück für intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, kurz, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25
Sechskantschraubendreher, lang, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz, 1,25 mm (D), 23 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HX1.25D
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, lang, 1,25 mm D, 26 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HXL1.25D

Ratsche mit Drehmomentanzeige⁴ einschl. Adapter, Tray und Schraubendrehereinsatz



Beschreibung
<ul style="list-style-type: none"> L-TIRW: Ratsche mit Drehmomentanzeige C9980: L-TIRW Standard ISO 1797 Adapter^{5,6} RTI2035TR: Tray für Ratsche mit Drehmomentanzeige RASH3N: Sechskantschraubendreher für Winkelstück, 24 mm RASQ3N: Vierkantschraubendreher für Winkelstück, 24 mm

Artikel-Nr.
L-TIRWK

Sechskantschraubendreher, Einsatz für Gold-Tite und Einprobeschrauben



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, 17 mm (L)	PHD02N
Sechskantschraubendreher, 24 mm (L)	PHD03N
Sechskantschraubendreher für Winkelstück, 24 mm (L)	RASH3N
Sechskantschraubendreher für Winkelstück, 30 mm (L)	RASH8N

¹Kompatibel nur mit Low Profile Abutments ohne Rotationsschutz
Nicht anwendbar für GenTek TiBasen mit abgewinkeltem Schraubenkanal

²Minimum 5 Ncm; Maximum 15 Ncm


Weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung.

³Kompatibel mit vorhandenen Low Profile Abdruckpfosten

⁴Komponenten auch separat erhältlich

⁵Kürzer ISO 1797 Adapter auch erhältlich (C9981)

⁶C9980 kann separat bestellt werden.



ZimVie Dental Tapered Abutment

Komponenten für mehrgliedrige Versorgungen

TiBase ohne Rotationsschutz'
einschl. Halte- und Klebeschraube



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
3,9	4,5	ZFX11-ZB-TA-45

Halteschraube



Empfohlenes Drehmoment

Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-TA-RS	20 Ncm

Komponentenzubehör und Werkzeuge

Desktop-Scanbody einschl. Schraube



Empfohlenes Drehmoment

Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ³
4,5	ZFX05D-ZB-TA-45	

Drehmomentschlüssel für Desktop-Scanbody



Artikel-Nr.
ZFX02002067

Digitales Scan- & Laboranalog²



Restaurative Plattform (mm)
4,5

Artikel-Nr.
ZFX15-ZB-TA-45

Einsetzwerkzeug für digitale Scan- & Laboranaloge



Artikel-Nr.
ZFX02-M18

Intraorale Scanbodies einschl. Schrauben



DOPPELPAK

Empfohlenes Drehmoment

Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ³
4,0	4,5	ZFX05I-ZB-TA-45	

Sechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher für Winkelstück für Halteschrauben und intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, kurz, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25
Sechskantschraubendreher, lang, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz 1,25 mm (D), 23 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HX1.25D
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, lang 1,25 mm (D), 26 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HXL1.25D

Drehmomentratsche

für Abutment-Schrauben & intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Drehmomentratsche, restaurativ (einstellbarer Drehmomentbereich 10 - 35 Ncm)	TWR
Drehmomentschlüssel, kurz	TW1.25
Drehmomentschlüssel, lang	TW1.25L

¹ Nicht anwendbar für GenTek TiBasen mit abgewinkeltem Schraubenkanal

² Kompatibel mit vorhandenen Tapered Abutment Abdruckpfosten

³ Minimum 5 Ncm; Maximum 15 Ncm

Weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung.



GenTek

TiBasen mit abgewinkeltem
Schraubenkanal





NEU



ZimVie Dental Certain Verbindung

TiBase mit abgewinkeltem Schraubenkanal Certain

TiBase mit Rotationsschutz

einschl. Gold-Tite Sechsrundschaube und Klebeschraube



Pfostenhöhe ¹ (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
7	3,4	ZFX11ZB-CE34ASZ03E
	4,1	ZFX11ZB-CE41ASZ03E
	5,0	ZFX11ZB-CE50ASZ03E

Gold-Tite Sechsrundschaube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-CE-HLGTE	20 Ncm

Sechsrund- Einprobeschrauben



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-CE-HLTISE	Manuelles Eindrehen

TiBase ohne Rotationsschutz

einschl. Gold-Tite Sechsrundschaube und Klebeschraube



Pfostenhöhe ¹ (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
7	3,4	ZFX11ZB-CE34ASZ03N
	4,1	ZFX11ZB-CE41ASZ03N
	5,0	ZFX11ZB-CE50ASZ03N

Gold-Tite Sechsrundschaube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-CE-HLGTN	20 Ncm

Sechsrund- Einprobeschrauben



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-CE-HLTISN	Manuelles Eindrehen

Komponentenzubehör und Werkzeuge

Desktop-Scanbody einschl. Schraube



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ³
3,4	ZFX05D-ZB-CE-34	
4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX05D-ZB-CE-4160	
5,0	ZFX05D-ZB-CE-50 ⁴	
6,0	ZFX05D-ZB-CE-60	

Drehmomentschlüssel für Desktop-Scanbody



Artikel-Nr.
ZFX02002067

Digitales Scan- & Laboranalog²



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
3,4	ZFX15-ZB-CE-34
4,1	ZFX15-ZB-CE-41
5,0	ZFX15-ZB-CE-50
6,0	ZFX15-ZB-CE-60

Einsetzwerkzeug für digitale Scan- & Laboranaloge



Artikel-Nr.
ZFX02-M16

Intraorale Scanbodies einschl. Schrauben



Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ³
4,0 & 7,0	3,4	ZFX05I-ZB-CE-34	
	4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX05I-ZB-CE-4160	

Sechskantschraubendreher für intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, lang mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25

Sechsrundschraubendreher für Gold-Tite Sechsrundschraube und Sechsrund-Einprobeschrauben



Länge (mm)	Artikel-Nr.
21	ZFX02HLD21
28	ZFX02HLD28
36	ZFX02HLD36

Certain QuickSeat Aktivierhilfe



Artikel-Nr.
IQSA01

Ratsche mit Drehmomentanzeige⁵ einschl. Adapter, Tray und Schraubendrehereinsatz



Beschreibung	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> L-TIRW: Ratsche mit Drehmomentanzeige C9980: L-TIRW Standard ISO 1797 Adapter^{6,7} RTI2035TR: Tray für Ratsche mit Drehmomentanzeige RASH3N: Sechskantschraubendreher für Winkelstück, 24 mm RASQ3N: Vierkantschraubendreher für Winkelstück, 24 mm 	L-TIRWK

¹ Verschiedene Rillenhöhen bei 4,5/5,7 mm
² Kompatibel mit vorhandenen Certain Abdruckpfosten
³ Minimum 5 Ncm; Maximum 15 Ncm
 Weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung.

⁴ Nur mit dem Zfx Evolution Scanner verwendbar
⁵ Komponenten auch separat erhältlich
⁶ Kurzer ISO 1797 Adapter auch erhältlich (C9981)
⁷ C9980 kann separat bestellt werden.

ZimVie Dental Eztetic Verbindung

IN KÜRZE
VERFÜGBAR

TiBase mit abgewinkeltem Schraubenkanal Eztetic

TiBase mit Rotationsschutz
einschl. Sechsrundschraube und Klebeschraube



Pfostenhöhe ¹ (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
7	2,9	ZFX11ZB-EZ29AS17E

Sechsrund-Halteschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-EZ-HLRS	30 Ncm

TiBase ohne Rotationsschutz
einschl. Sechsrundschraube und Klebeschraube



Pfostenhöhe ¹ (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
7	2,9	ZFX11ZB-EZ29AS17N

Sechsrund-Halteschraube



Artikel-Nr.	Empfohlenes Drehmoment
ZFX09-ZB-EZ-HLRS	30 Ncm

Komponentenzubehör und Werkzeuge

Desktop-Scanbody einschl. Schraube



Empfohlenes Drehmoment

Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ³
2,9	ZFX05D-ZB-EZ-29	

Drehmomentschlüssel für Desktop-Scanbody



Artikel-Nr.
ZFX02002067

Digitales Scan- & Laboranalog²



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
2,9	ZFX15-ZB-EZ-29

Einsetzwerkzeug für digitale Scan- & Laboranaloge



Artikel-Nr.
ZFX02-M16

Intraorale Scanbodies einschl. Schrauben



DOPPELPAK

Empfohlenes Drehmoment

Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ³
4,0 & 7,0	2,9	ZFX05I-ZB-EZ-29	

Sechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher für Winkelstück für intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, kurz, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25
Sechskantschraubendreher, lang, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz 1,25 mm (D), 23 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HX1.25D
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, lang 1,25 mm (D), 26 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HXL1.25D

Sechsrund-Schraubendreher für Halteschraube



Länge (mm)	Artikel-Nr.
21	ZFX02HLD21
28	ZFX02HLD28
36	ZFX02HLD36

Ratsche mit Drehmomentanzeige



Beschreibung	Artikel-Nr.
Ratsche mit Drehmomentanzeige	L-TIRW
L-TIRW Standard ISO 1797 Adapter	C9980

¹ Verschiedene Rillenhöhen bei 4,5/5,7 mm

² Kompatibel mit vorhandenen Eztec Abdruckpfosten

³ Minimum 5 Ncm; Maximum 15 Ncm

Weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung.

ZimVie Dental

Tapered Screw-Vent und Trabecular Metal Verbindung

TiBase mit abgewinkeltem Schraubenkanal TSV und TM

TiBase mit Rotationsschutz
einschl. Sechsrundschaube und Klebeschraube



Sechsrund-Halteschraube



Pfostenhöhe ¹ (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
7	3,5	ZFX11ZB-TSV35AS03E
	4,5	ZFX11ZB-TSV45AS03E
	5,7	ZFX11ZB-TSV57AS03E

Artikel-Nr.	
ZFX09-ZB-TSV-HLRS	30 Ncm

TiBase ohne Rotationsschutz
einschl. Sechsrundschaube und Klebeschraube



Sechsrund-Halteschraube



Pfostenhöhe ¹ (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
7	3,5	ZFX11ZB-TSV35AS03N
	4,5	ZFX11ZB-TSV45AS03N
	5,7	ZFX11ZB-TSV57AS03N

Artikel-Nr.	
ZFX09-ZB-TSV-HLRS	30 Ncm

Komponentenzubehör und Werkzeuge

Desktop-Scanbody einschl. Schraube



Empfohlenes Drehmoment

Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ³
3,5	ZFX05D-ZB-TSV-35	
4,5	ZFX05D-ZB-TSV-45	
5,7	ZFX05D-ZB-TSV-57	

Drehmomentschlüssel für Desktop-Scanbody



Artikel-Nr.
ZFX02002067

Digitales Scan- & Laboranalog²



Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.
3,5	ZFX15-ZB-TSV-35
4,5	ZFX15-ZB-TSV-45
5,7	ZFX15-ZB-TSV-57

Einsetzwerkzeug für digitale Scan- & Laboranaloge



Artikel-Nr.
ZFX02-M18

Intraorale Scanbodies einschl. Schrauben



DOPPELPAK

Empfohlenes Drehmoment

Höhe (mm)	Restaurative Plattform (mm)	Artikel-Nr.	Manuelles Eindrehen ³
4,0 & 7,0	3,5	ZFX05I-ZB-TSV-35	
	4,5	ZFX05I-ZB-TSV-45	
	5,7	ZFX05I-ZB-TSV-57	

Sechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher für Winkelstück für intraorale Scanbodies



Beschreibung	Artikel-Nr.
Sechskantschraubendreher, kurz, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 22 mm (L)	HXGR1.25
Sechskantschraubendreher, lang, mit GemLock Haltefunktion 1,25 mm (D), 30 mm (L)	HXLGR1.25
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz 1,25 mm (D), 23 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HX1.25D
Winkelstück-Sechskantschraubendreher für chirurgische und prothetische Schrauben, lang 1,25 mm (D), 26 mm (L) (kann Reduktionshandstück erfordern)	HXL1.25D

Sechsrundschraubendreher für Halteschraube



Länge (mm)	Artikel-Nr.
21	ZFX02HLD21
28	ZFX02HLD28
36	ZFX02HLD36

Ratsche mit Drehmomentanzeige



Beschreibung	Artikel-Nr.
Ratsche mit Drehmomentanzeige	L-TIRW
L-TIRW Standard ISO 1797 Adapter	C9980

¹Verschiedene Rillenhöhen bei 4,5/5,7 mm

²Kompatibel mit vorhandenen TSV/TM Abdruckpfosten

³Minimum 5 Ncm; Maximum 15 Ncm

Weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung.

Zum Bestellen von Originalkomponenten von ZimVie Dental wenden Sie sich
an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter oder senden Sie eine E-Mail an:
ZV.Bestellung@ZimVie.com

ZimVie Dental Global Headquarters

4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
www.ZimVie.com/dental

Zimmer Dental GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11

ZimVie Austria GmbH

Wienerbergstraße 11/12a
A-1100 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18

Biomet 3i Schweiz GmbH

Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur - Schweiz
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39



Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Handelsmarken und geistigen Eigentumsrechte Eigentum von ZimVie Inc. oder einem verbundenen Unternehmen; alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) hergestellt und von ZimVie Dental und seinen zugelassenen Handelspartnern vermarktet und vertrieben. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder Gebrauchsanweisungen zu entnehmen. Die Produktzulassung und -verfügbarkeit kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Diese Unterlagen sind ausschließlich für Zahnärzte bestimmt und beinhalten keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an jegliche andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ZimVie nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZV0121DE REV A 05/22 ©2022 ZimVie. Alle Rechte vorbehalten.

