




Catálogo de productos
2022



GenTek™

Componentes genuinos
para restauraciones



 **ZimVie**




Conectividad abierta GenTek

Obtendrá aún más flexibilidad.


Original

Los blanks para pilares prefresados GenTek son compatibles con los soportes Medentika® (¡Se requiere una actualización de CAM!)



Compatible

Compatibilidad de las bases de titanio GenTek con bloques de Sirona® CEREC®




exocad



dental wings

3shape 



Gratuito

Hay bibliotecas disponibles de los componentes de restauración GenTek para el software Zfx™ CAD, exocad, 3Shape y Dentalwings.

Descarga gratuita en zfx-dental.com



DIGITALIZA E INFÓRMATE
Más información en
www.zfx-dental.com

Índice

Conexión Certain® de ZimVie Dental	4
Conexión External Hex de ZimVie Dental	6
Conexión Eztetic® de ZimVie Dental	8
Conexiones Tapered Screw-Vent® y Trabecular Metal® de ZimVie Dental	10
Conexión Low Profile Abutment de ZimVie Dental	12
Conexión Tapered Abutment de ZimVie Dental	14
 Bases de titanio con canal de tornillo angulado	 16

Herramienta de colocación para análogos de escaneo digital GenTek
Herramienta de colocación para análogos de escaneo digital GenTek



Herramienta de colocación	Análogo de laboratorio
M 14	Análogos de laboratorio Low Profile Abutment
M 16	Análogos de laboratorio Certain y Eztetic
M 18	Análogos de laboratorio TSV, Trabecular Metal y Tapered Abutment
M 20	Análogos de laboratorio External Hex

Leyenda


∅ Plataforma de restauración (mm)
Código de color para Eztetic y Tapered Screw-Vent

	2,9 mmD
	3,5 mmD
	4,5 mmD
	5,7 mmD

∅ Plataforma de restauración (mm)
Código de color para Certain y External Hex

	3,4 mm
	4,0–6,0 mm
	5,0 mm
	6,0 mm

Guía de compatibilidad de bloques Sirona CEREC¹



Conexión ZimVie Dental	Tamaño de interfase de bloques CEREC
Tapered Screw-Vent y Trabecular Metal	L
Eztetic	S
Certain	S / L ²
External Hex	L

Herramienta de calibración para fresadoras GenTek



Descripción	Referencia
Blank para pilar de calibración GenTek	ZFX18-CALIB

Soporte de blank para pilares prefresados GenTek

Descripción	Referencia
Soporte de blank para pilares prefresados GenTek, estándar	ZFX02PMSH
Soporte de blanks para pilares prefresados Zfx, Multi-Blank para Zfx™ Inhouse5x	ZFX02002069
Adaptador para soportes de blanks para pilares prefresados Zfx de cerámica de vidrio	ZFX02PMA



¹ No aplicable para Bases de titanio GenTek con canal de tornillo angulado

² La plataforma de restauración de 3,4 mm es compatible con el tamaño S de interfase
Las plataformas de restauración de 4,1 y 5,0 mm son compatibles con el tamaño L de interfase

ZimVie Dental

Conexión Certain

Componentes de restauración para pieza única

Conexión antirrotatoria de base de titanio¹ que incluye tornillos Gold-Tite® y de encolado



Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia
4,7	3,4	ZFX11-ZB-CE-3447-ES
	4,1	ZFX11-ZB-CE-4147-EL
	5,0	ZFX11-ZB-CE-5047-EL

Tornillo Gold-Tite

Tornillo de prueba



Referencia		Referencia	
ZFX09-ZB-CE-HGTS	20 Ncm	ZFX09-ZB-CE-HTIS	Apretado a mano

Blank de pilares prefresados de titanio que incluye tornillo Gold-Tite



Plataforma de restauración (mm)	Referencia
3,4	ZFX18-ZB-CE-34
4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX18-ZB-CE-4160

Tornillo Gold-Tite

Tornillo de prueba



Referencia		Referencia	
ZFX09-ZB-CE-HGTS	20 Ncm	ZFX09-ZB-CE-HTIS	Apretado a mano

Componentes de restauración de varias piezas

Conexión rotatoria de base de titanio¹ que incluye tornillos Gold-Tite y tornillos de encolado



Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia
4,7	3,4	ZFX11-ZB-CE-3447-NES
	4,1	ZFX11-ZB-CE-4147-NEL
	5,0	ZFX11-ZB-CE-5047-NEL

Tornillo Gold-Tite

Tornillo de prueba



Referencia		Referencia	
ZFX09-ZB-CE-LGTS	20 Ncm	ZFX09-ZB-CE-NHTIS	Apretado a mano

Herramientas y accesorios de componentes

Cuerpo de escaneo de sobremesa que incluye tornillo



Plataforma de restauración (mm)	Referencia	Apretado a mano ³
3,4	ZFX05D-ZB-CE-34	
4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX05D-ZB-CE-4160	
5,0	ZFX05D-ZB-CE-50 ⁴	
6,0	ZFX05D-ZB-CE-60 ⁴	

Llave dinamométrica para cuerpo de escaneo de sobremesa



Referencia
ZFX02002067

Análogo de escaneo digital²



Plataforma de restauración (mm)	Referencia
3,4	ZFX15-ZB-CE-34
4,1	ZFX15-ZB-CE-41
5,0	ZFX15-ZB-CE-50
6,0	ZFX15-ZB-CE-60

Herramienta de colocación para análogos de escaneo digital



Referencia
ZFX02-M16

Cuerpos de escaneo intraorales que incluyen tornillos



Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia	Apretado a mano ³
4,0 & 7,0	3,4	ZFX05I-ZB-CE-34	
	4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX05I-ZB-CE-4160	

Destornillador hexagonal para cuerpos de escaneo intraorales



Descripción	Referencia
Destornillador hexagonal, largo con retención GemLock [®] 1,25 mmD, 30 mm (L)	HXLGR1.25

Destornillador hexagonal, Punta destornillador para tornillo Gold-Tite y Try-In



Descripción	Referencia
Destornillador hexag. posterior estrecho, 17 mm (L)	PHD02N
Destornillador hexag. estándar estrecho, 24 mm (L)	PHD03N
Punta destornillador hexag. estrecho ángulo derecho, 24 mm (L)	RASH3N
Punta destornillador hexag. estrecho ángulo derecho, 30 mm (L)	RASH8N

Kit de llave de carraca indicadora de torque bajo⁵ que incluye adaptador, bandeja y puntas de destornillador



Descripción	Referencia
<ul style="list-style-type: none"> L-TIRW: Llave de carraca indicadora de par de torque bajo C9980: L-TIRW norma ISO 1797 adaptador^{6,7} RTI2035TR: Bandena para llave de carraca indicadora de torque RASH3N: Punta destornillador hexag. estrecho ángulo derecho grande, 24 mm RASQ3N: Punta destornillador cuadrado estrecho ángulo derecho, 24 mm 	L-TIRW

Herramienta de activación QuickSeat[®] Certain



Referencia
IQSA01

¹ Ranura de 4 mm que indica la altura mínima permitida del poste. No aplicable para Bases de titanio GenTek con canal de tornillo angulado.

² Compatible con las coronas de impresión Certain existentes.

³ Mínimo de 5 Ncm; máximo de 15 Ncm.


Consulte el Manual de instrucciones para obtener más información.

⁴ Sólo para uso con escáneres Zfx Evolution.

⁵ Los componentes también se venden por separado.

⁶ Adaptador corto ISO 1797 también disponible (C9981).

⁷ C9980 puede pedirse por separado.



ZimVie Conexión External Hex

Componentes de restauración para pieza única

Conexión antirrotatoria de base de titanio¹ que incluye tornillos Gold-Tite y tornillos de encolado



Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia
4,7	3,4	ZFX11-ZB-EX-3447-EL
	4,1	ZFX11-ZB-EX-4147-EL
	5,0	ZFX11-ZB-EX-5047-EL

Tornillo Gold-Tite

Tornillo de prueba



Referencia		Referencia	
ZFX09-ZB-EX-GTS	32 Ncm	ZFX09-ZB-EX-TIS	Apretado a mano

Blank de pilares prefresados de titanio que incluye tornillos Gold-Tite



Plataforma de restauración (mm)	Referencia
3,4	ZFX18-ZB-EX-34
4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX18-ZB-EX-4160

Tornillo Gold-Tite

Tornillo de prueba



Referencia		Referencia	
ZFX09-ZB-EX-GTS	32 Ncm	ZFX09-ZB-EX-TIS	Apretado a mano

Componentes de restauración de varias piezas

Conexión rotatoria de base de titanio¹ que incluye tornillos Gold-Tite y tornillos de encolado



Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia
4,7	3,4	ZFX11-ZB-EX-3447-NEL
	4,1	ZFX11-ZB-EX-4147-NEL
	5,0	ZFX11-ZB-EX-5047-NEL

Tornillo Gold-Tite

Tornillo de prueba



Referencia		Referencia	
ZFX09-ZB-EX-GTS	32 Ncm	ZFX09-ZB-EX-TIS	Apretado a mano

Herramientas y accesorios de componentes

Cuerpo de escaneo de sobremesa que incluye tornillo



Plataforma de restauración (mm)	Referencia	Apretado a mano ³
3,4	ZFX05D-ZB-EX-34	
4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX05D-ZB-EX-4160	
5,0	ZFX05D-ZB-EX-50 ⁴	
6,0	ZFX05D-ZB-EX-60 ⁴	

Llave dinamométrica para cuerpo de escaneo de sobremesa



Referencia
ZFX02002067

Análogo de escaneo digital²



Plataforma de restauración (mm)	Referencia
3,4	ZFX15-ZB-EX-34
4,1	ZFX15-ZB-EX-41
5,0	ZFX15-ZB-EX-50
6,0	ZFX15-ZB-EX-60

Herramienta de colocación para análogos de escaneo digital



Referencia
ZFX02-M20

Cuerpos de escaneo intraorales que incluyen tornillos



Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia	Apretado a mano ³
4,0 & 7,0	3,4	ZFX05I-ZB-EX-34	
	4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX05I-ZB-EX-4160	

Destornillador hexagonal para cuerpos de escaneo intraorales



Descripción	Referencia
Destornillador hexagonal, largo con retención Gemlock 1,25 mmD, 30 mm (L)	HXLGR1.25

Destornillador cuadrado, Punta destornillador para tornillo Gold-Tite



Descripción	Referencia
Destornillador cuadrado posterior estrecho, 17 mm (L)	PSQD0N
Destornillador cuadrado ranurado estándar estrecho, 24 mm (L)	PSQD1N
Punta de destornillador cuadrado estrecho ángulo derecho, 24 mm (L)	RASQ3N
Punta de destornillador cuadrado estrecho ángulo derecho, 30 mm (L)	RASQ8N

Kit de llave de carraca indicadora de torque bajo⁵ que incluye adaptador, bandeja y puntas de destornillador



Descripción	Referencia
<ul style="list-style-type: none"> L-TIRW: Llave de carraca indicadora de par de torque bajo C9980: L-TIRW norma ISO 1797 adaptador^{6,7} RTI2035TR: Bandeja para llave de carraca indicadora de torque RASH3N: Punta destornillador hexag. estrecho ángulo derecho grande, 24 mm (L) RASQ3N: Punta destornillador cuadrado estrecho ángulo derecho, 24 mm 	L-TIRW

Destornillador hexagonal, Punta destornillador para tornillo de prueba



Solo para el tornillo de prueba External Hex

Descripción	Referencia
Destornillador hexag. posterior estrecho, 17 mm (L)	PHD02N
Destornillador hexag. estándar estrecho, 24 mm (L)	PHD03N
Punta destornillador hexag. estrecho ángulo derecho, 24 mm (L)	RASH3N
Punta destornillador hexag. estrecho ángulo derecho, 30 mm (L)	RASH8N

¹ Ranura de 4 mm que indica la altura mínima permitida del poste. No aplicable para Bases de titanio GenTek con canal de tornillo angulado.

² Compatible con las coronas de impresión External Hex existentes.

³ Mínimo de 5 Ncm; máximo de 15 Ncm.

Consulte el Manual de instrucciones para obtener más información.

⁴ Sólo para uso con escáneres Zfx Evolution.

⁵ Los componentes también se venden por separado.

⁶ Adaptador corto ISO 1797 también disponible (C9981).

⁷ C9980 puede pedirse por separado.

ZimVie Conexión Eztetic

Componentes de restauración para pieza única

Conexión antirrotatoria de base de titanio¹ que incluye tornillos de retención y de encolado



Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia
4,7	2,9	ZFX11-ZB-EZ-2947-ES

Tornillo de retención



Referencia	Torque
ZFX09-ZB-EZ-RS	30 Ncm

Blank de pilares prefresados de titanio que incluye tornillo de retención



Plataforma de restauración (mm)	Referencia
2,9	ZFX18-ZB-EZ-29

Tornillo de retención



Referencia	Torque
ZFX09-ZB-EZ-RS	30 Ncm

Componentes de restauración de varias piezas

Conexión rotatoria de base de titanio¹ que incluye tornillos de retención y de encolado



Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia
4,7	2,9	ZFX11-ZB-EZ-2947-NES

Tornillo de retención



Referencia	Torque
ZFX09-ZB-EZ-RS	30 Ncm

Herramientas y accesorios de componentes

Cuerpo de escaneo de sobremesa que incluye tornillo



Torque recomendado

Plataforma de restauración (mm)	Referencia	Apretado a Mano ³
2,9	ZFX05D-ZB-EZ-29	

Llave dinamométrica para cuerpo de escaneo de sobremesa



Referencia
ZFX02002067

Análogo de escaneo digital²




Plataforma de restauración (mm)	Referencia
2,9	ZFX15-ZB-EZ-29

Herramienta de colocación para análogos de escaneo digital



Referencia
ZFX02-M16

Cuerpos de escaneo intraorales que incluyen tornillos



PACK DOBLE

Torque recomendado


Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia	Apretado a mano ³
4,0 & 7,0	2,9	ZFX05I-ZB-EZ-29	

Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para tornillos de retención y cuerpos de escaneo intraorales



Descripción	Referencia
Destornillador hexagonal corto con retención GemLock 1.25 mm D, 22 ml	HXGR1.25 ⁴ 1516
Destornillador hexagonal largo con retención GemLock® 1.25 mmD, 30 mm (L)	HXLGR1.25 ⁴ 1516
Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para tornillos quirúrgicos y protésicos, corto, 1.25 mmD, 23 mm (L) (puede requerir pieza de mano de reducción)	HX1.25D ⁴
Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para tornillos quirúrgicos y protésicos, largo, 1.25 mmD, 26 mm (L) (puede requerir pieza de mano de reducción)	HXL1.25D ⁴

Instrumento de extracción



Descripción	Referencia
Instrumento de extracción para pilares	CLRT2
Herramienta de extracción para plataforma estrecha para pilares	ZFX02-RTNP

Herramienta de llave dinamométrica para tornillos de pilares y cuerpos de escaneo intraorales



Descripción	Referencia
Llave de torque protésica (torque ajustable entre 10 y 35 Ncm)	TWR
Destornillador de llave dinamométrica, corto	TW1.25 ⁴
Destornillador de llave dinamométrica, largo	TW1.25L ⁴ 15

¹ Ranura de 4 mm que indica la altura mínima permitida del poste
No aplicable para Bases de titanio GenTek con canal de tornillo angulado

² Compatible con las coronas de impresión Eztetic existentes
³ Mínimo de 5 Ncm; máximo de 15 Ncm.
Consulte el Manual de instrucciones para obtener más información.

⁴ Compatible con las bases de titanio

⁵ Compatible con los cuerpos de escaneo IOS

⁶ Compatible con la herramienta de extracción para plataforma estrecha

ZimVie Dental

Conexiones Tapered Screw-Vent y Trabecular Metal

Componentes de restauración para pieza única

Conexión antirrotatoria de base de titanio¹ que incluye tornillos de retención y encolado



Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia
4,7	3,5	ZFX11-ZB-TSV-3547-EL
	4,5	ZFX11-ZB-TSV-4547-EL
	5,7	ZFX11-ZB-TSV-5747-EL

Tornillo de retención



Referencia	
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Blank de pilares prefresados de titanio que incluye tornillo de retención



Plataforma de restauración (mm)	Referencia
3,5	ZFX18-ZB-TSV-35
4,5	ZFX18-ZB-TSV-45
5,7	ZFX18-ZB-TSV-57

Tornillo de retención



Referencia	
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Componentes de restauración de varias piezas

Conexión rotatoria de base de titanio¹ que incluye tornillos de retención y encolado



Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia
4,7	3,5	ZFX11-ZB-TSV-3547-NEL
	4,5	ZFX11-ZB-TSV-4547-NEL
	5,7	ZFX11-ZB-TSV-5747-NEL

Tornillo de retención



Referencia	
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Herramientas y accesorios de componentes

Cuerpo de escaneo de sobremesa que incluye tornillo



Plataforma de restauración (mm)	Referencia	Apretado a mano ³
3,5	ZFX05D-ZB-TSV-35	
4,5	ZFX05D-ZB-TSV-45	
5,7	ZFX05D-ZB-TSV-57	

Llave dinamométrica para cuerpo de escaneo de sobremesa



Referencia
ZFX02002067

Análogo de escaneo digital²



Plataforma de restauración (mm)	Referencia
3,5	ZFX15-ZB-TSV-35
4,5	ZFX15-ZB-TSV-45
5,7	ZFX15-ZB-TSV-57

Herramienta de colocación para análogos de escaneo digital



Referencia
ZFX02-M18

Cuerpos de escaneo intraorales que incluyen tornillos



Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia	Apretado a mano ³
4,0 & 7,0	3,5	ZFX05I-ZB-TSV-35	
	4,5	ZFX05I-ZB-TSV-45	
	5,7	ZFX05I-ZB-TSV-57	

Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para tornillos de retención y cuerpos de escaneo intraorales



Descripción	Referencia
Destornillador hexagonal corto con retención GemLock 1.25 mmD, 22 mm (L)	HXGR1.25 ⁴ ⁵ ⁶
Destornillador hexagonal largo con retención GemLock® 1.25 mmD, 30 mm (L)	HXLGR1.25 ⁴ ⁵ ⁶
Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para tornillos quirúrgicos y protésicos, corto, 1.25 mmD, 23 mm (L) (puede requerir pieza de mano de reducción)	HX1.25D ⁴
Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para tornillos quirúrgicos y protésicos, largo, 1.25 mmD, 26 mm (L) (puede requerir pieza de mano de reducción)	HXL1.25D ⁴

Instrumento de extracción



Descripción	Referencia
Herramienta de extracción para pilares	TLRT2
Herramienta de extracción para plataforma estándar para pilares	ZFX02-RTSP

Herramienta de llave dinamométrica para tornillos de pilares y cuerpos de escaneo intraorales



Descripción	Referencia
Llave de torque protésica (torque ajustable entre 10 y 35 Ncm)	TWR
Destornillador de llave dinamométrica, corto	TW1.25 ⁴
Destornillador de llave dinamométrica, largo	TW1.25L ⁴ ⁵

¹ Ranura de 4 mm que indica la altura mínima permitida del poste
No aplicable para Bases de titanio GenTek con canal de tornillo angulado

² Compatible con las coronas de impresión TSV/TM existentes
³ Mínimo de 5 Ncm; máximo de 15 Ncm.
Consulte el Manual de instrucciones para obtener más información.

⁴ Compatible con las bases de titanio

⁵ Compatible con los cuerpos de escaneo IOS

⁶ Compatible con la herramienta de extracción para plataforma estándar

ZimVie Dental

Low Profile Abutment

Componentes de restauración de varias piezas

Conexión rotatoria de base de titanio¹
 que incluye tornillos Gold-Tite y tornillos de encolado



Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia
5,0	4,8	ZFX11-ZB-LP-48

Tornillo Gold-Tite

Tornillo de prueba



T
Torque
recomendado

Referencia	Torque recomendado
ZFX09-ZB-LP-GTS	10 Ncm



T
Torque
recomendado

Referencia	Torque recomendado
ZFX09-ZB-LP-RS	Apretado a mano

Herramientas y accesorios de componentes

Cuerpo de escaneo de sobremesa que incluye tornillo



Plataforma de restauración (mm)	Referencia	
4,8	ZFX05D-ZB-LP-48	Apretado a mano ²

Llave dinamoétrica para cuerpo de escaneo de sobremesa



Referencia
ZFX02002067

Análogo de escaneo digital³



Plataforma de restauración (mm)
4,8

Referencia
ZFX15-ZB-LP-48

Herramienta de colocación para análogos de escaneo digital



Referencia
ZFX02-M14

Cuerpos de escaneo intraorales antirrotatoria que incluyen tornillos



Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia	
4,0	4,8	ZFX05I-ZB-LP-48	Apretado a mano ²

Cuerpos de escaneo intraorales rotatoria que incluyen tornillos



Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia	
4,0	4,8	ZFX05I-ZB-LP-48-NE	Apretado a mano ²

Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para cuerpos de escaneo intraorales



Descripción	Referencia
Destornillador hexagonal corto con retención GemLock 1,25 mmD, 22 mm (L)	HXGR1.25
Destornillador hexagonal largo con retención GemLock 1,25 mmD, 30 mm (L)	HXLGR1.25
Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para tornillos quirúrgicos y protésicos, corto, 1,25 mmD, 23 mm (L) (puede requerir pieza de mano de reducción)	HX1.25D
Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para tornillos quirúrgicos y protésicos, largo, 1,25 mmD, 26 mm (L) (puede requerir pieza de mano de reducción)	HXL1.25D

Kit de llave de carraca indicadora de torque bajo⁴ que incluye adaptador, bandeja y puntas de destornillador



Descripción
<ul style="list-style-type: none"> L-TIRW: Llave de carraca indicadora de torque bajo C9980: L-TIRW norma ISO 1797 adaptador^{5,6} RTI2035TR: Bandeja para llave de carraca indicadora de torque RASH3N: Punta destornillador hexag. estrecho ángulo derecho grande, 24 mm RASQ3N: Punta destornillador cuadrado estrecho ángulo derecho, 24 mm

Referencia
L-TIRW

Destornillador hexagonal, Punta destornillador para tornillos Gold-Tite y tornillos de prueba



Descripción	Referencia
Destornillador hexag. posterior estrecho, 17 mm (L)	PHD02N
Destornillador hexag. estándar estrecho, 24 mm (L)	PHD03N
Punta destornillador hexag. estrecho ángulo derecho, 24 mm (L)	RASH3N
Punta destornillador hexag. estrecho ángulo derecho, 30 mm (L)	RASH8N

¹ Solo compatible con el pilar de perfil bajo non-hexed

No aplicable para Bases de titanio GenTek con canal de tornillo angulado

² Mínimo de 5Ncm; máximo de 15Ncm.


Consulte el Manual de instrucciones para obtener más información.

³ Compatible con las cofias de impresión de perfil bajo existentes

⁴ Los componentes también se venden por separado

⁵ Adaptador corto ISO 1797 también disponible (C9981)

⁶ C9980 puede pedirse por separado



ZimVie Dental Tapered Abutment

Componentes de restauración de varias piezas

Conexión rotatoria de base de titanio¹
que incluye tornillos de retención y encolado

Tornillo de retención



Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia	Referencia	
3,9	4,5	ZFX11-ZB-TA-45	ZFX09-ZB-TA-RS	20 Ncm

Herramientas y accesorios de componentes

Cuerpo de escaneo de sobremesa que incluye tornillo



Plataforma de restauración (mm)	Referencia	
4,5	ZFX05D-ZB-TA-45	Apretado a mano ³

Llave dinamométrica para cuerpo de escaneo de sobremesa



Referencia
ZFX02002067

Análogo de escaneo digital²



Plataforma de restauración (mm)	Referencia
4,5	ZFX15-ZB-TA-45

Herramienta de colocación para análogos de escaneo digital



Referencia
ZFX02-M18

Cuerpos de escaneo intraorales que incluyen tornillos



Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia	
4,0	4,5	ZFX05I-ZB-TA-45	Apretado a mano ³

Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para tornillos de retención y cuerpos de escaneo intraorales



Descripción	Referencia
Destornillador hexagonal corto con retención GemLock 1.25 mmD, 22 mm (L)	HXGR1.25
Destornillador hexagonal largo con retención GemLock 1,25 mmD, 30 mm (L)	HXLGR1.25
Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para tornillos quirúrgicos y protésicos, corto, 1.25 mmD, 23 mm (L) (puede requerir pieza de mano de reducción)	HX1.25D
Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para tornillos quirúrgicos y protésicos, largo, 1.25 mmD, 26 mm (L) (puede requerir pieza de mano de reducción)	HXL1.25D

Herramienta de llave dinamométrica para tornillos de pilares y cuerpos de escaneo intraorales



Descripción	Referencia
Llave de torque protésica (torque ajustable entre 10 y 35 Ncm)	TWR
Destornillador de llave dinamométrica, corto	TW1.25
Destornillador de llave dinamométrica, largo	TW1.25L

¹ No aplicable para Bases de titanio GenTek con canal de tornillo angulado

² Compatible con las coifas de impresión de pilares cónicos existentes

³ Mínimo de 5 Ncm; máximo de 15 Ncm.

Consulte el Manual de instrucciones para obtener más información.



GenTek

Bases de titanio con canal
de tornillo angulado





Nuevo



ZimVie Dental Conexión Certain


Base de titanio con canal de tornillo angulado Certain

Conexión antirrotatoria de base de titanio
que incluye tornillo hexalobular Gold-Tite y tornillo de encolado



Altura del poste ¹ (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia
7	3,4	ZFX11ZB-CE34ASZ03E
	4,1	ZFX11ZB-CE41ASZ03E
	5,0	ZFX11ZB-CE50ASZ03E

Tornillo hexalobular Gold-Tite



Referencia	Torque recomendado
ZFX09-ZB-CE-HLGTE	20 Ncm

Tornillo de prueba hexalobular



Referencia	Torque recomendado
ZFX09-ZB-CE-HLTISE	Apretado a mano

Conexión rotatoria de base de titanio
que incluye tornillo hexalobular Gold-Tite y tornillo de encolado



Altura del poste ¹ (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia
7	3,4	ZFX11ZB-CE34ASZ03N
	4,1	ZFX11ZB-CE41ASZ03N
	5,0	ZFX11ZB-CE50ASZ03N

Tornillo hexalobular Gold-Tite



Referencia	Torque recomendado
ZFX09-ZB-CE-HLGTN	20 Ncm

Tornillo de prueba hexalobular



Referencia	Torque recomendado
ZFX09-ZB-CE-HLTISN	Apretado a mano

Herramientas y accesorios de componentes

Cuerpo de escaneo de sobremesa que incluye tornillo



Torque recomendado

Plataforma de restauración (mm)	Referencia	Apretado a mano ³
3,4	ZFX05D-ZB-CE-34	
4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX05D-ZB-CE-4160	
5,0	ZFX05D-ZB-CE-50 ⁴	
6,0	ZFX05D-ZB-CE-60	

Llave dinamométrica para cuerpo de escaneo de sobremesa



Referencia
ZFX02002067

Análogo de escaneo digital²



Plataforma de restauración (mm)	Referencia	Referencia
3,4	ZFX15-ZB-CE-34	ZFX02-M16
4,1	ZFX15-ZB-CE-41	
5,0	ZFX15-ZB-CE-50	
6,0	ZFX15-ZB-CE-60	

Herramienta de colocación para análogos de escaneo digital



Cuerpos de escaneo intraorales que incluyen tornillos




PACK DOBLE

Torque recomendado

Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia	Apretado a mano ³
4,0 & 7,0	3,4	ZFX05I-ZB-CE-34	
	4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX05I-ZB-CE-4160	

Destornillador hexagonal para cuerpos de escaneo intraorales



Descripción	Referencia
Destornillador hexagonal, largo con retención GemLock 1,25 mmD, 30 mm (L)	HXLGR1.25

Destornillador hexalobular para tornillos hexalobular Gold-Tite y tornillos de prueba hexalobular



Longitud (mm)	Referencia
21	ZFX02HLD21
28	ZFX02HLD28
36	ZFX02HLD36

Herramienta de activación QuickSeat Certain



Referencia
IQSA01

Kit de llave de carraca indicadora de torque bajo que incluye adaptador, bandeja y puntas de destornillador



Descripción	Referencia
<ul style="list-style-type: none"> L-TIRW: Llave de carraca indicadora de par de torque bajo C9980: L-TIRW norma ISO 1797 adaptador^{6,7} RTI2035TR: Bandeja para llave de carraca indicadora de torque RASH3N: Punta destornillador hexag. estrecho ángulo derecho grande, 24 mm RASQ3N: Punta destornillador cuadrado estrecho ángulo derecho, 24 mm 	L-TIRW

¹ Varias alturas de ranura a 4,5 y 5,7 mm

² Compatible con las coronas de impresión Certain existentes

³ Mínimo de 5 Ncm; máximo de 15 Ncm.

Consulte el Manual de instrucciones para obtener más información.

⁴ Sólo para uso con escáneres Zfx Evolution

⁵ Los componentes también se venden por separado

⁶ Adaptador corto ISO 1797 también disponible (C9981)

⁷ C9980 puede pedirse por separado

ZimVie Dental Conexión Eztetic

PRÓXIMA-
MENTE

Base de titanio con canal de tornillo angulado Eztetic

Conexión antirrotatoria de base de titanio
que incluye tornillo hexalobular de retención y tornillo de encolado



Altura del poste ¹ (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia
7	2,9	ZFX11ZB-EZ29AS17E

Tornillo hexalobular de retención



Referencia	Torque recomendado
ZFX09-ZB-EZ-HLRS	30 Ncm

Conexión rotatoria de base de titanio
que incluye tornillo hexalobular de retención y tornillo de encolado



Altura del poste ¹ (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia
7	2,9	ZFX11ZB-EZ29AS17N

Tornillo hexalobular de retención



Referencia	Torque recomendado
ZFX09-ZB-EZ-HLRS	30 Ncm

Herramientas y accesorios de componentes

Cuerpo de escaneo de sobremesa que incluye tornillo



Torque recomendado

Plataforma de restauración (mm)	Referencia	
2,9	ZFX05D-ZB-EZ-29	Apretado a mano ³

Llave dinamométrica para cuerpo de escaneo de sobremesa



Referencia
ZFX02002067

Análogo de escaneo digital²



Plataforma de restauración (mm)
2,9

Referencia
ZFX15-ZB-EZ-29

Herramienta de colocación para análogos de escaneo digital



Referencia
ZFX02-M16

Cuerpos de escaneo intraorales que incluyen tornillos



PACK DOBLE

Torque recomendado

Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia	
4,0 & 7,0	2,9	ZFX05I-ZB-EZ-29	Apretado a mano ³

Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para cuerpos de escaneo intraorales



Descripción	Referencia
Destornillador hexagonal corto con retención GemLock 1.25 mmD, 22 mm (L)	HXGR1.25
Destornillador hexagonal largo con retención GemLock 1.25 mmD, 30 mm (L)	HXLGR1.25
Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para tornillos quirúrgicos y protésicos, corto, 1.25 mmD, 23 mm (L) (puede requerir pieza de mano de reducción)	HX1.25D
Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para tornillos quirúrgicos y protésicos, largo, 1.25 mmD, 26 mm (L) (puede requerir pieza de mano de reducción)	HXL1.25D

Destornillador hexalobular para tornillo hexalobular de retención



Longitud (mm)	Referencia
21	ZFX02HLD21
28	ZFX02HLD28
36	ZFX02HLD36

Llave de carraca indicadora de torque bajo



Descripción	Referencia
Llave de carraca indicadora de torque bajo	L-TIRW
L-TIRW norma ISO 1797 adaptador	C9980

¹ Varias alturas de ranura a 4,5 y 5,7 mm

² Compatible con las coronas de impresión Eztetic existentes

³ Mínimo de 5 Ncm; máximo de 15 Ncm.

Consulte el Manual de instrucciones para obtener más información.

ZimVie Dental

Conexiones Tapered Screw-Vent y Trabecular Metal

Base de titanio con canal de tornillo angulado TSV y TM

Conexión antirrotatoria de base de titanio

tornillo hexalobular de retención y tornillo de encolado



Altura del poste ¹ (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia
7	3,5	ZFX11ZB-TSV35AS03E
	4,5	ZFX11ZB-TSV45AS03E
	5,7	ZFX11ZB-TSV57AS03E

Tornillo hexalobular de retención



Referencia	Torque recomendado
ZFX09-ZB-TSV-HLRS	30 Ncm

Conexión rotatoria de base de titanio

que incluye que incluye tornillo hexalobular y tornillo de encolado



Altura del poste ¹ (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia
7	3,5	ZFX11ZB-TSV35AS03N
	4,5	ZFX11ZB-TSV45AS03N
	5,7	ZFX11ZB-TSV57AS03N

Tornillo hexalobular de retención



Referencia	Torque recomendado
ZFX09-ZB-TSV-HLRS	30 Ncm

Herramientas y accesorios de componentes

Cuerpo de escaneo de sobremesa que incluye tornillo



Torque recomendado

Plataforma de restauración (mm)	Referencia	Apretado a mano ³
3,5	ZFX05D-ZB-TSV-35	
4,5	ZFX05D-ZB-TSV-45	
5,7	ZFX05D-ZB-TSV-57	

Llave dinamométrica para cuerpo de escaneo de sobremesa



Referencia
ZFX02002067

Análogo de escaneo digital²



Plataforma de restauración (mm)	Referencia
3,5	ZFX15-ZB-TSV-35
4,5	ZFX15-ZB-TSV-45
5,7	ZFX15-ZB-TSV-57

Herramienta de colocación para análogos de escaneo digital



Referencia
ZFX02-M18

Cuerpos de escaneo intraorales que incluyen tornillos



PACK DOBLE

Torque recomendado

Altura (mm)	Plataforma de restauración (mm)	Referencia	Apretado a mano ³
4,0 & 7,0	3,5	ZFX05I-ZB-TSV-35	
	4,5	ZFX05I-ZB-TSV-45	
	5,7	ZFX05I-ZB-TSV-57	

Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para cuerpos de escaneo intraorales



Descripción	Referencia
Destornillador hexagonal corto con retención GemLock 1.25 mmD, 22 mm (L)	HXGR1.25
Destornillador hexagonal largo con retención GemLock 1.25 mmD, 30 mm (L)	HXLGR1.25
Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para tornillos quirúrgicos y protésicos, corto, 1.25 mmD, 23 mm (L) (puede requerir pieza de mano de reducción)	HX1.25D
Destornillador hexagonal con gatillo de bloqueo para tornillos quirúrgicos y protésicos, largo, 1.25 mmD, 26 mm (L) (puede requerir pieza de mano de reducción)	HXL1.25D

Destornillador hexalobular para tornillo hexalobular de retención



Longitud (mm)	Referencia
21	ZFX02HLD21
28	ZFX02HLD28
36	ZFX02HLD36

Llave de carraca indicadora de torque bajo



Descripción	Referencia
Llave de carraca indicadora de torque bajo	L-TIRW
L-TIRW norma ISO 1797 adaptador	C9980

¹ Varias alturas de ranura a 4,5 y 5,7 mm

² Compatible con las coronas de impresión TSV/TM existentes

³ Mínimo de 5 Ncm; máximo de 15 Ncm.

Consulte el Manual de instrucciones para obtener más información.

Para pedir componentes ZimVie Dental originales,
llame a su representante local o envíe un correo electrónico a
zv.pedidos@zimvie.com

ZimVie Dental Global Headquarters

4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
www.ZimVie.com/dental

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.

WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
zv.pedidos@zimvie.com



Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales y los derechos de propiedad intelectual son propiedad de ZimVie Inc. o sus filiales, y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de ZimVie, Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.), y distribuidos y comercializados por ZimVie Dental y sus socios comerciales autorizados. Si desea más información sobre algún producto, consulte el etiquetado o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado exclusivamente a odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie. ZV0121ES REV. A 05/22 © 2022 ZimVie. Todos los derechos reservados.

